



Qualitäts-Management

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung  
nach DIN EN ISO 9001



Medizintechnik &  
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel  
Prüfungen und Reparaturen



## Muttermilch-Sammelflaschen aus Glas



15000 Mehrweg-Glasflasche 120ml (54 Stück)  
15001 Mehrweg-Glasflasche 240ml (54 Stück)

### Klinkflaschen aus Glas

Die neue Muttermilch-Sammelflasche von Sterifeed ist aus dem robusten Borosilikatglas (SIMAX) gefertigt und verfügt über einen klaren Verschlussdeckel aus schadstofffreiem Polypropylen.

Die Flaschen verfügen über ein Standardgewinde und sind somit mit den gängigsten Brustmilchpumpen kompatibel. Die Flaschen sind nicht vorsterilisiert und müssen daher vor der ersten Verwendung einer Flaschenreinigung unterzogen werden.

### Spezifikationen:

Flaschenmaterial:	Borosilikatglas (SIMAX)
Graduierungsstufe:	10ml
Temperaturbeständigkeit:	-20°C - 130°C
Deckelmateriale:	Polypropylen
Verpackungseinheit:	54 Flaschen
Qualitätsstandards:	EN 14350-1, 5.2 EN 14350-1, 5.3 EN 14350-1, 5.4.1 EN 14350-1, 5.4.2 EN 14350-1, 5.6.3 EN 14350-2, 4.4

## Passende latexfreie Flaschen-Sauger



Latexfreie Trinksauger „Premature“  
Art.-Nr. 10009



Latexfreie Trinksauger „Standard“  
Art.-Nr. 10010



Latexfreie Trinksauger „Orthodontic“  
Art.-Nr. 10007