

Spritzenwärmer für Braun-5 ml



Art.-Nr.: 6B-ENT-230D Spritzenwärmer für Braun 5ml Spritzen

Mit dem Spritzenwärmer lassen sich auf einfache Weise Spritzen gefüllt mit Säuglingsnahrung oder Medikamenten auf eine Temperatur von 37°C erwärmen. Optional ist das Gerät auch mit Timer erhältlich.

Die Zieltemperatur kann auf Werte bis zu 90° C programmiert werden. Das Gerät ist auf Wunsch auch für andere Spritzen-Typen und Größen bestellbar.

Technische Daten:

- Umgebungstemperatur: +5 ... +40 °C
- Luftfeuchtigkeit: maximale relative Feuchte 80 % für Temperaturen bis 31°C, linear abnehmend bis 50 % rel. Feuchte bei einer Temperatur von 40°C
- Temperatur: 37°C
- Anzahl Spritzen: 6
- Spritzen-Typ: Braun 5ml/ Luer solo
- Schutzklasse: SK I
- Schutzart: IP 40
- Leistung: 30 Watt
- Netzanschluss: 230V