



Qualitäts-Management
Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung
nach DIN EN ISO 9001



Medizintechnik &
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel
Prüfungen und Reparaturen



Thermotransferdrucker für den MIRIS Muttermilch-Analysator



Art.-Nr.:

STP-103II-DG
STP-103II-CAB
TPR57,5-60-12 T

Drucker inkl. Druckerkabel
Druckerkabel
Thermopapierrolle (10 Stück)

Dieses benutzerfreundliche Design bietet eine kleine Grundfläche und das praktische Drop-and-Load-Verfahren zum Einlegen von Papier, sowie eine Druckgeschwindigkeit von 50 mm pro Sekunde.

Die Fähigkeit des Druckers zu großen, scharfen Ausdrucken auf 58 mm breitem Papier ist für einen Kompaktdrucker einzigartig.

Der Drucker kann Papierrollen mit einer Breite von bis zu 60 mm fassen und bietet ein hohes Maß an Effizienz auf sehr kleinem Raum. Das ist für viele der heutigen POS-Umgebungen sehr wichtig.

Das Gerät mag recht klein erscheinen, aber seine Druckqualität erreicht dieselben Standards wie größere Drucker.

Er kann direkt über das beiliegende Druckerkabel mit dem MIRIS Muttermilch-Analysator verbunden werden und druckt gestochen scharf die Ergebnisse der aktuellen Analyse mit einer Auflösung von 203 dpi.

Features

- Geschwindigkeiten von bis zu 50 mm pro Sekunde bei hoher Auflösung von 203 dpi
- Kompakter Drucker mit kleiner Grundfläche (2-Zoll-Thermodrucker)
- Kleinformatig und leicht im Gewicht
- RS232- und Parallelschnittstelle
- 15 KB Puffer
- Baudrate von bis zu 115.200 Bit/s
- Unterstützt internationalen Zeichensatz
- Kompatibel mit ESC POS - Seitenmodusdruck
- Sensor für fast aufgebrauchtes Papier und Papierende
- Maße: 100 × 191 × 90 mm