

## Amnihook® Fruchtblasen-Perforator



Weltweit führende Marken in der Geburtshilfe

Wir freuen uns, Ihnen Geburtshilfeprodukte der höchsten Qualität von Briggs Healthcare anbieten zu können.

Die Geburtshilfe-Produktreihe von Briggs stellt den Versorgungsstandard dar und vereinfacht und verbessert die Arbeitspraxis in medizinischen Einrichtungen. Briggs ist ein führender Hersteller von Qualitätsprodukten und fertigt und kontrolliert die Produkte mittels einer präzisen Laserprüftechnik.

### Amnihook® Fruchtblasen-Perforator

Unser Fruchtblasen-Perforator ist eine sichere und praktische Methode, mit der der Arzt in so gut wie jedem Fall gleich beim ersten Eingriff eine erfolgreiche Eröffnung der Fruchtblase vornehmen kann.

### Produktmerkmale:

- 100% per Lasertechnik geprüft
- Abgerundete Spitze und geschütztes Endstück zum Auftrennen der Fruchtblase, ohne Mutter oder Fötus Verletzungen zuzufügen
- 10" (26,5cm) Länge, aus blendfreiem Kunststoff-Formteil und Seitenteilen, die für eine rutschfeste Handhabung und präzise Handführung sorgen
- Aus praktischen Gründen als vorsterilisierter und einzeln verpackter Einwegartikel erhältlich

### Artikelnummer

9601

### Beschreibung

Steriler Fruchtblasen-Perforator

### Menge

100/Packung



## Double-Grip® Nabelschnurklemme und Cord Clamp® Schere



Weltweit führende Marken in der Geburtshilfe

### Double-Grip® Nabelschnurklemme und Cord Clamp® Schere

Seit 1964 hat die Double-Grip Nabelklemme bei über 100 Millionen Babies für einen gesunden und sicheren Start ins Leben gesorgt! Die in Präzisionstechnik gefertigte Nabelschnurklemme wurde per Lasertechnik geprüft und erfüllt unsere Qualitätskriterien zu 100 %. Die speziell angefertigte Nabelklemmen-Schere schneidet sicher durch das Gelenkstück der Nabelklemme, die sich dann ganz einfach vom Neugeborenen entfernen lässt.

#### Produktmerkmale:

- Sicher, Einwegartikel, einfache Anwendung
- Beidseitige Grifffläche schützt vor Wegrutschen während der Anwendung
- Bleibt fest verschlossen und übt auch während des Schrumpfens der Nabelschnur konstanten Druck aus
- Klemmgelenkschutz hält die Nabelschnur fest zwischen den gezackten Backen fest und verhindert ein Verschieben
- Keine rauen Kanten, die sich in der Kleidung verhaken oder an Bettwäsche hängenbleiben
- Die Schneidfläche der Nabelklemmen-Schere ist verdeckt und verhindert die Gefahr von scharfen oder spitzen Gegenständen in der Nähe des Säuglings

| Artikelnummer | Beschreibung                   | Menge       |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 9423          | Sterile Nabelschnurklemme      | 125/Packung |
| 9411          | Nichtsterile Nabelschnurklemme | 250/Packung |
| 9441          | Einmalschere                   | 1/Packung   |

