

U-Bag® Urinproben-Sammelbehälter



Weltweit führende Marken in der Geburtshilfe

U-Bag® Urinproben-Sammelbehälter

Der U-Bag® Urinproben-Sammelbehälter ist das Produkt erster Wahl und überzeugt durch einfache Handhabung, Sicherheit und Schutz der zarten Säuglingshaut.

Produktmerkmale:

- Transparentes Butterfly-Pflaster gewährleistet das einfache und präzise Aufbringen und Entfernen
- Bequemer Halt für männliche und weibliche Anatomie
- Doppelkammer mit Rückschlagventil sorgt dafür, dass die Haut nicht mit Urin in Berührung kommt und schützt so vor Hautreizungen und potentiellen Verunreinigungen
- Klebepflaster kann für den Probenversand an das Labor auf die Hälfte geklappt werden
- Die Frühchengröße ist optimal für die Frühgeborenenstation und für Säuglinge mit niedrigem Geburtsgewicht geeignet

U-Bag® mit luftdurchlässigem Stoffpflaster

Artikelnummer	Beschreibung	Menge
7540	Frühchen (10ml)	100/Packung
7535	Neugeborenes (100ml)	100/Packung
7531	Pädiatrie (200ml)	100/Packung

U-Bag® mit klassischem Pflaster

Artikelnummer	Beschreibung	Menge
<i>Zur Einfachprobenentnahme</i>		
7515	Neugeborenes (100ml)	100/Packung
7511	Pädiatrie (200ml)	100/Packung
<i>24-Stunden-Anwendung</i>		
7513	Pädiatrie (200ml)	50/Packung



Plastibell® Beschneidungsinstrument



Weltweit führende Marken in der Geburtshilfe

Plastibell® Beschneidungsinstrument

Ein Beschneidungseingriff ohne besondere postoperative Nachbetreuung oder Verbände bedeutet erhebliche Einsparungen an Zeit und Geld. Mit dem Plastibell® Einweg-Beschneidungsinstrument gehören wiederholte und kostenaufwändige Sterilisationen von Edelstahlklammern der Vergangenheit an.

Produktmerkmale:

- Einteilige Apparatur mit Ligatur. Aufgrund der Transparenz des Kunststoffes ist eine visuelle Begutachtung jederzeit möglich
- Bildet eine saubere Beschneidungslinie und fördert die schnelle Heilung
- Keine postoperative Nachbetreuung oder spezielle Verbände erforderlich
- Steril und einzeln verpackt, erhältlich in sechs Größen und Sortiment-Box

Artikelnummer	Größe	Menge	Artikelnummer	Größe	Menge
9230	1,1cm	5	9231	1,1cm	25/Packung
Sortiment-Box	1,2cm	7	9232	1,2cm	25/Packung
	1,3cm	8	9233	1,3cm	25/Packung
	1,4cm	3	9234	1,4cm	25/Packung
	1,5cm	1	9235	1,5cm	25/Packung
	1,7cm	1	9237	1,7cm	25/Packung

