

## Klinik-Wasserbad mit Einsatz



Art.-Nr.: AET-5K Klinik-Wasserbad mit Einsatz

### Technische Daten:

- Gehäuse: Polypropylen (PP) weiß; Materialstärke 10 mm
- Bedienung: Folientastatur
- Regler: Mikroprozessor-Regelung
- Temperaturbereich: 10°C bis 95°C + / - 0,3°C (je nach Ausführung) Mindesttemperatur abhängig von der Umgebungstemperatur
- Einstellbereich: 10°C bis 99°C
- Sicherheit: Abschaltung bei Überhitzung, Fühlerbruch, Wassermangel
- Heizkörper: Chromnickelstahl
- Netzanschluss: 230 VAC

Das platzsparende 5-liter Wasserbad ist optimal für kleine Milchküchen geeignet, um z.B. Nahrung oder Medikamente aufzuwärmen. Der optional erhältliche Einsatz kann nach Ihren Wünschen angepasst werden. Das Wasserbad ist auch für den Dauerbetrieb geeignet. Der einstellbare Temperaturbereich des Wasserbades, liegt in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur, zwischen 10°C und 95°C.