



Qualitäts-Management

Wir sind zertifiziert

Regelmäßige freiwillige Überwachung  
nach DIN EN ISO 9001



Medizintechnik &  
Sanitätshaus

Medizinischer Fachhandel  
Prüfungen und Reparaturen

STERIFEED  
.com

## Colostrum (Kolostrum) Sammel- und Aufbewahrungsbehälter frei von Bisphenol-A



11200 Colostrum Aufbewahrungsbehälter 20ml ( 100 Stk.)

Das Sammeln von jedem kostbaren Tropfen Colostrum per Hand kann schwierig sein. Der Colostrum Sammelbehälter von Sterifeed hat eine ausreichend große Öffnung, um jeden Tropfen aufzufangen, den Sie per Hand aus der Brust drücken. Die Größe des Behälters ist so gewählt, dass die gesammelte Menge optisch größer wirkt, um die Milchproduktion der Mutter auf psychologischem Wege anzuregen. Auch zum etikettieren und einfrieren ist der Colostrum Behälter bestens geeignet. Verwendbar für das vorgeburtliche und postnatale Stadium.

Eigenschaften:

- frei von Bisphenol-A ( BPA), Bisphenol-S ( BPS), DEHP und Phthalates
- genaue Graduierung bis 20ml
- maximales Fassungsvermögen 20ml
- steril verpackt (50x 2 Stück je Box)
- recycelbar
- geeignet zum Einfrieren von Muttermilch

