



SteriFeed®

Caring for your baby

ICS 800 Induktionsversiegelung Risikofreie Pasteurisierung



SteriFeed freut sich, die Einführung unserer neuen ICS 800 Induktionsversiegelung bekannt zu geben. Mit dem SteriFeed Sealer können Kunden vor der Pasteurisierung eine Foliendichtung an die Spendermuttermilch Flaschen anbringen. Durch die Verwendung des Folien Versiegelungssystems kann der Benutzer Flasche und Verschluss sicher in den Pasteur eintauchen, so dass die gesamte Flasche und der gesamte Verschluss sowohl in der Aufheiz- als auch in der Abkühlphase des Pasteuriserzyklus behandelt werden.

WHO-Leitlinien empfehlen bei der Zubereitung von Nahrung – "im Gesundheitswesen werden manipulationssichere Deckel/Siegel für alle zubereiteten Nahrung empfohlen"

Vorteile des SteriFeed Foliens Systems:

- Originalitätssiegel
- Leicht zu öffnen
- Verbesserte Sauerstoffbarriere
- Hermetischer Verchluss
- Vorteile der Transportsicherheit
- Verbesserte Sicherheit beim Pasteurisieren

Die ICS 800-Versiegelung verfügt über verbesserte Funktionen:

- Bestanden/Nicht bestanden"
- Schneller und einfacher zu bedienen
- Zähler zum Zählen von Chargen
- Benutzerfreundlicher Touchscreen
- Auswahl von SprachenProgramm

Die ISC 800-Versiegelung warnt den Benutzer, wenn:

- Keine Foliendichtung vorhanden
- Unvollständige Abdichtung
- Mehrere Dichtungen
- Die Dichtung ist nass

T: +44 (0) 1884 266 666
E: info@sterifeed.com
medicarecolgate.com





SteriFeed®

Caring for your baby

Manipulationssicherer Folien Verschluss für Muttermilch Sammel & Aufbewahrungsflaschen



SteriFeed verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Lieferung von Muttermilchsammel- und Aufbewahrungsflaschen. Mit einer großen Auswahl an hochwertigen Produkten sind wir zum bevorzugten Lieferanten für Krankenhäuser weltweit geworden. Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsbasiertes Unternehmen, das innovative Technologien und die neuesten Materialien für unsere Produkte einsetzt.

- Große Auswahl für alle Krankenhausanforderungen, 50ml, 100ml, 130ml, 250ml,
- Deutlich markierte Graduierungen alle 5ml
- Klare Flaschen mit hochwertigem Druck für eine einfache Lesbarkeit von Graduierungen
- Flaschen sind starr, um Zwangsernährung zu verhindern
- Glatte Kappen für komfortables Öffnen und Schließen
- SteriFeed-Flaschen können mit einer Spritze fast vollständig entleert werden, da der abgerundete Boden von Flasche
- Luftdicht und auslaufsicher, um maximale Haltbarkeit der Muttermilch bei Lagerung im Kühl- oder Gefrierschrank
- Erhältlich als lose verpackt oder jede Flasche in einem eigenen manipulationssicheren PE-Beutel verpackt
- Europäischer Standardhals für alle Milchpumpen-Sammelsets und Sauger
- Geeignet zum Einfrieren und Pasteurisieren
- Wiederverwendbare Flaschenoptionen
- Manipulationssichere Sicherheitsdichtung optional in 4 Größen verfügbar – absolute Sicherheit durch SteriFeed-Induktions Foliensiegel
- Steril - Gebrauchsfertig
- Hergestellt aus geklärtem Polypropylen 100% frei von Bisphenol-A (BPA) Bisphenol-S (BPS), DEHP, Phthalate, kann recycelt werden

Distributed by:

GET Medizintechnik Handel e. K.
Dekan-Schmid-Str. 11
89264 Weißenhorn
Deutschland



Caring for your baby • Caring for your baby